



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG ĐA NĂNG

Model: SK-CD1, SK-C1, SKD-C

### 1. Đặc điểm

- Giường đa năng được sử dụng để bệnh nhân nằm điều trị và hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình thăm khám và điều trị. Thiết bị được sử dụng trong phòng hồi sức, phòng cấp cứu,... tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám.
- Giường có thiết kế linh hoạt và thuận tiện trong vận hành, giúp hỗ trợ bệnh nhân tốt nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất.

### 2. Cấu hình

- Tay quay
- Bánh xe có khóa
- Thành chắn giường
- Bảng đầu và chân
- Cọc truyền
- Móc treo
- Bàn đạp khóa...

### 3. Hướng dẫn sử dụng

- Đặt bệnh nhân nằm trên giường
- Điều chỉnh giường cho phù hợp với tư thế nằm của bệnh nhân
- Sử dụng các chức năng của thiết bị phù hợp với tình trạng của bệnh nhân nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

### 4. Cảnh báo an toàn khi sử dụng thiết bị

- Đọc kỹ HDSĐ trước khi vận hành thiết bị
- Kiểm tra các bộ phận được lắp đặt đúng vị trí trước khi vận hành.
- Dùng để thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Không sử dụng cho mục đích khác.
- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, vận hành theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không dùng các chất lỏng, dung dịch hóa chất để vệ sinh nệm, các bộ phận kim loại dễ gây rỉ và hư hỏng...
- Định kỳ tra mỡ bôi trơn vào bánh xe và các cơ cấu trục.