

**BỘ Y TẾ
VIỆN TRANG THIẾT BỊ
VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: *036820* /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty Cổ phần Gogreen

Tên sản phẩm: Khẩu trang Golden Health

Model: 102

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Gogreen

Địa chỉ: 246/9A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Phạm Thanh Tùng

Phương pháp thử nghiệm: *Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn* ban hành tại Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết luận: Khẩu trang đạt chỉ tiêu kỹ thuật theo Quyết định số 870/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Có 3 lớp vải, lớp ngoài cùng có bề mặt nhẵn, có độ thoáng khí, có khả năng kháng nước và kháng giọt bắn đường hô hấp. Dây đeo có tính đàn hồi tốt	X	
2	Khả năng kháng giọt bắn	Hiệu suất lọc đối với hạt sương dầu không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn		X	
5	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
5.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
5.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
5.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
5.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
5.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần Gogreen cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 13/04/2020.

SOÁT XÉT



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Phạm Thanh Tùng