

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THỂ KỸ MỚI

TRỤ SỞ: SỐ 3 PHỐ AN TRẠCH, P. QUỐC TỬ GIÁM, Q. ĐÔNG ĐA, TP.
HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tên trang thiết bị: Mặt nạ tránh giọt bắn

1. Bóc lớp keo dính miệng đầu túi nilon đi.
2. Mở túi ra lấy mặt nạ ra khỏi túi nilon.
3. Đeo mặt lên sau đầu, lớp chắn sẽ ở trước mặt để tránh các giọt bắn khi tiếp xúc trực tiếp với đối phương

Lưu ý:

- Bộ đồ bảo hộ dùng trong y tế chỉ dùng 1 lần không tái sử dụng sản phẩm.
- Bỏ sản phẩm đã sử dụng vào thùng rác.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PT THỂ KỸ MỚI

