

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT

Địa chỉ: Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

# TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2020/HONGPHAT

## KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2020  
**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**  
(Ký phê duyệt, ban hành/đóng dấu)



**1. Phạm vi áp dụng:**

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Khẩu trang y tế Hồng Phát do CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT, địa chỉ Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam sản xuất.

**2. Quy cách :**

Đảm bảo che kín mũi và miệng

**3. Nguyên liệu:**

Thành phần: lớp vải lọc khí, lớp than hoạt tính, thanh nẹp mũi, dây đeo

**4. Yêu cầu kỹ thuật:****4.1 Yêu cầu về ngoại quan:**

- Bề mặt khẩu trang sạch sẽ, không có đầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan
- Dây đeo chắc chắn tại bốn góc của khẩu trang
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo

**4.2 Yêu cầu về vật liệu**

- Lớp vải: sử dụng vải không dệt không hút nước, định lượng từ 14-40g/m<sup>2</sup> Màu sắc: trắng, xanh hoặc màu khác
- Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước
- Thanh nẹp mũi: bằng nhựa, có tác dụng kẹp kín khẩu trang trên sống mũi
- Dây đeo: dùng loại chun có đàn hồi.

**4.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật:****Bảng 2: Các chỉ tiêu kỹ thuật của khẩu trang**

STT	Tên chỉ tiêu	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Khối lượng	≤10,0	TCVN 8389-1:2010
2	Trở lực hô hấp	≤9,0	TCVN 8389-1:2010
3	Giới hạn trường nhìn	≤6,0	TCVN 8389-1:2010

**Bảng 3: Giới hạn cho phép nguyên tố kim loại nặng có trong vải không dệt**

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	As	mg/kg	0,17	TCVN 8389-1:2010
2	Hg	mg/kg	0,12	TCVN 8389-1:2010
3	Pb	mg/kg	1,0	TCVN 8389-1:2010
4	Cd	mg/kg	0,1	TCVN 8389-1:2010
5	Sb	mg/kg	0,1	TCVN 8389-1:2010

**5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:**

5.1. Bao gói: Sản phẩm được bao gói trong túi PE, bao bì hộp giấy, số lượng 50 chiếc/hộp

5.2. Ghi nhãn: nội dung ghi nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện hành khác của nhà nước.

6.3. Vận chuyển: sản phẩm được vận chuyển trong điều kiện bình thường.

6.4. Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát