



Vinacontrol
SINCE 1957

Vinacontrol Hanoi:

96 Yet Kieu, Hanoi

Tel : (84.24) 39 421343 / 39 421341 / 39 421344

Fax : (84.24) 39 421002

vinacontrolhn@vinacontrol.com.vn

www.vinacontrol.com.vn

Branches in all main ports of Vietnam

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH VỀ PHẨM CHẤT

Số: 20A01GPT00840-01

Ngày: 17/04/2020

Người yêu cầu : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT
Tên hàng (khai báo) : KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT
Số lượng : 01 MẪU
Ngày yêu cầu giám định : 14/04/2020

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

BAO BÌ:

01 mẫu do chủ hàng mang đến, đựng trong 01 túi PE kín.



Hình ảnh mẫu



IMPROVE QUALITY, TOWARD SUCCESS

Số: 20A01GPT00840-01

Ngày: 17/04/2020

PHẨM CHẤT:

Theo yêu cầu của chủ hàng, mẫu trên được kiểm tra một số chỉ tiêu phẩm chất trong phòng thí nghiệm. Kết quả:

STT	Tên chỉ tiêu phân tích	Điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn	Yêu cầu kỹ thuật của TCVN 7312:2003	Kết quả thử nghiệm	
				Mẫu	Kết quả
1	Khối lượng (Mass), g		≤ 10	M1	4,01
				M2	4,00
				M3	4,02
				M4	4,03
2	Trở lực hô hấp (Breathing resistance), mmH ₂ O	Lưu lượng (Flow rate): 30 l/ph	≤ 9	M1	2,60
				M2	2,50
				M3	2,40
3	Hiệu suất lọc đối với sương dầu Parafin (PAO filtering efficiency), %	Lưu lượng (Flow rate): 30 l/ph Nồng độ (Content.): (0.020±0.025) mg/l	≥ 90	M1	25,63
				M2	25,13
				M3	25,56
4	Giới hạn trường nhìn (Visual limit), %		≤ 6	M4	5,20

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

Địa điểm giám định : Vinacontrol Hà Nội và Phòng thí nghiệm

Thời gian giám định : 14 - 17/04/2020

GIÁM ĐỊNH VIÊN,


Nguyễn Hải Long
VNC 0115



TUỶ GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG 1,
Nguyễn Trường Giang
VNC 0106

PHẨM CHẤT:

Theo yêu cầu của chủ hàng, mẫu trên được kiểm tra một số chỉ tiêu phẩm chất trong phòng thí nghiệm. Kết quả:

STT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm
1	Hàm lượng As	TCVN 8389-1:2010	mg/kg	Không phát hiện (LOD 0,05)
2	Hàm lượng Pb		mg/kg	Không phát hiện (LOD 0,1)
3	Hàm lượng Cd		mg/kg	Không phát hiện (LOD 0,05)
4	Hàm lượng Hg		mg/kg	Không phát hiện (LOD 0,05)
5	Hàm lượng Sb		mg/kg	Không phát hiện (LOD 0,1)

Ghi chú:

- LOD: giới hạn phát hiện
- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

Địa điểm giám định : Vinacontrol Hà Nội và Phòng thí nghiệm
Thời gian giám định : 14 - 17/04/2020

GIÁM ĐỊNH VIÊN,


Nguyễn Côn Nam
VNC 0108

**TUQ GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG 1,**




Nguyễn Trường Giang
VNC 0106