


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT

Địa chỉ: Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Tên trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế Hồng Phát

Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang, bẻ thanh tựa mũi, tạo độ kín
- Chụp khẩu trang kín mũi và miệng
- Kéo dây thun đeo vòng qua tai



1. Mở khẩu trang, bẻ thanh tựa mũi, tạo độ kín.



2. Chụp khẩu trang kín mũi và miệng.



3. Kéo dây thun đeo vòng qua tai.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

