



# KHẨU TRANG Y TẾ



50 pcs

Lô SX:  
NSX:  
HSD:

- ▶ LỌC BỤI
- ▶ THOÁNG KHÍ
- ▶ TIẾT TRÙNG - KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG DA
- ▶ BẢO VỆ SỨC KHỎE

### Hướng dẫn sử dụng:



1. Mở khẩu trang, bẻ thành tựa mũi, tạo độ kín.
2. Chụp khẩu trang kín mũi và miệng.
3. Kéo dây thun đeo vòng qua tai.

### Lưu ý chỉ sử dụng 1 lần

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT  
 Địa chỉ: Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.  
 Hotline: 096.123.5678

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát  
 Sản xuất tại Việt Nam



# KHẨU TRANG Y TẾ



50 pcs

- ▶ LỌC BỤI
- ▶ THOÁNG KHÍ
- ▶ TIẾT TRÙNG - KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG DA
- ▶ BẢO VỆ SỨC KHỎE

- ▶ LỌC BỤI
- ▶ THOÁNG KHÍ
- ▶ TIẾT TRÙNG - KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG DA
- ▶ BẢO VỆ SỨC KHỎE

# KHẨU TRANG Y TẾ



50 pcs

**Thành phần:** Lớp vải lọc khí và lớp than hoạt tính không thấm nước, thoáng khí, không gây kích ứng da.

**Đặc điểm nổi bật:** Khẩu trang được cấu tạo bởi 4 lớp đã tiệt trùng, có tác dụng ngăn khói, bụi, khí độc, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.

- Khả năng lọc các khí H2S, SO2, CO, NH3 và lọc bụi cao hơn khẩu trang thông thường lên đến 90%.
- Sử dụng hiệu quả khi di chuyển trên đường hay làm trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.
- Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín ôm trọn khuôn mặt.
- Dây đeo (dây thun) chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

