

## TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ):

**CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC TRÚC LONG**

Địa chỉ: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC TRÚC LONG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Ngày 21 tháng 04 năm 2020

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (TL GARMACO)	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Được làm bằng vải không dệt gồm 4 lớp: 3 lớp làm bằng vải không dệt polypropylene nguyên sinh, 1 lớp lọc vải không dệt kháng khuẩn, lọc được 90% bụi bẩn. Không gây kích ứng da, không chứa hàm lượng formaldehyde và azo, không chứa kim loại nặng
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	3 lớp bằng vải không dệt polypropylene, 1 lớp lọc vải không dệt kháng khuẩn, Dây thun đeo tai, nẹp mũi bằng kẽm
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Sử dụng một lần, bảo vệ người đeo khỏi lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bẩn thông thường qua đường hô hấp.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Đưa khẩu trang ngang sống mũi và đeo dây sang hai bên tai. Điều chỉnh nếp gấp lên và xuống để phù hợp với khuôn mặt. Cố định thanh ngang mũi với sống mũi
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sản phẩm sử dụng một lần, không sử dụng nhiều lần, vui lòng hủy sau khi sử dụng
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Không
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):	Không
	Liệt kê các nước đã cấp đăng ký lưu hành đi kèm với chỉ định sử dụng được phê duyệt tại nước đó; ngày được cấp đăng ký	



4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế  - Không
---	--

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.



**GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN THU NGUYỆT**

