

SỐ QUẢN
TỶ 05

4 LỚP
4 LAYERS



KHẨU TRANG Y TẾ



Tên sản phẩm: khẩu trang y tế PROTEC

Tính năng:
1. Cấu tạo bởi 3 lớp và không dệt cao cấp và 01 lớp không thấm: Vỏ tinh diện có thể hấp thụ và giữ các hạt bụi siêu mịn và vi sinh vật. Thiết kế rãnh chống, ngăn giọt nước bắn.

Lưu ý:
1. Sản phẩm chỉ sử dụng một lần, không nên tái sử dụng.
2. Nên giặt mặt rửa rửa thường xuyên.
3. Trong quá trình sử dụng nếu có bất thường về tình trạng sử dụng, tham vấn bác sĩ hoặc nhà sản xuất.
4. Tránh sử dụng hoặc tiếp xúc nguồn nhiệt cao, khẩu trang không có tác dụng ngăn lại gas có độc.
HSD: xem dưới dây hộp

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH PROTEC VINA



Đặt nếp mũi lên trên Đeo dây vào tai ấn chặt nếp mũi Điều chỉnh cho vừa vặn



KHẨU TRANG Y TẾ



4 LỚP
4 LAYERS

50 CÁI
50PCS



- ✓ Cách dùng:
Che phủ mũi, miệng để ngăn cản vi khuẩn bị bắn trong môi trường dịch bệnh và độc hại
- ✓ Hướng dẫn sử dụng:
Mở hộp sản phẩm theo chiều hướng dẫn. Sau khi sử dụng bỏ chiếc khẩu trang nơi quy định
- ✓ Cảnh báo:
Sử dụng an toàn khi bao gói không bị rách hở và sản phẩm còn hạn sử dụng

NSX: 05/2020
HSD: 03 NĂM