


ỐNG LY TÂM

CENTRIFUGE TUBES





ỐNG LY TÂM/CENTRIFUGE TUBES

Sản phẩm được sản xuất từ nhựa PP chính phẩm.

Ống 50ml và 15ml quay ly tâm đến 10,000 RPM.

Ống ly tâm được thiết kế với hai loại nắp bật và nắp vặn, tiện dụng, đạt độ kín cao khi đóng nắp.

Nắp có nhiều màu sắc khác nhau giúp dễ quản lý trực quan các loại xét nghiệm khác nhau.

Vạch chia độ được in màu trắng đục, rõ ràng và dễ đọc.

Phân ghi trên thân rộng rãi tiện dụng.

Body and cap are manufactured from high clarity polypropylene plastic.

Both the 50 ml and 15 ml centrifuge tubes are suitable for centrifugation up to 10,000 RPM.

The centrifuge tube is designed with two types of cap - snap cap and screw cap which are convenience for usage and close tight.

Various colored caps for easy visual identification.

Graduations printed in crisp white, clear and easy to read.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

| Mã sản phẩm/ Product Code | Nhựa/ Resin | Sản phẩm/ Product Name | Dung tích/ Volume | Màu nắp/ Cap Color | Đóng gói/ Packing | Vô trùng/ Sterilization |
|------------------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------------------|---|
| CT0003 | PP | Ống ly tâm nắp bật 15ml/ 15ml Snap Cap Centrifuge tube | 15ml | Xanh, Đỏ, Tím, Vàng/ Blue, Red, Violet, Yellow | 50 pcs/bag 400 pcs/carton | Theo yêu cầu bằng tia gamma/ As requirement by Gamma |
| CT0007 | PP | Ống ly tâm nắp vặn 15ml/ 15ml Screw Cap Centrifuge Tube | 15ml | Xanh, Đỏ/ Blue, Red | 50 pcs/bag 400 pcs/carton | |
| CT0004 | PP | Ống ly tâm nắp bật 50ml/ 50ml Snap Cap Centrifuge Tube | 50ml | Xanh, Đỏ, Tím, Vàng/ Blue, Red, Violet, Yellow | 25 pcs/bag 400 pcs/carton | |
| CT0005 | PP | Ống ly tâm nắp bật - chân đứng 50ml/ Self Stand 50ml Snap Cap Centrifuge Tube | 50ml | Xanh, Đỏ, Tím, Vàng/ Blue, Red, Violet, Yellow | 25 pcs/bag 400 pcs/carton | |
| CT0002 | PP | Ống ly tâm nắp vặn 50ml/ 50ml Screw Cap Centrifuge Tube | 50ml | Xanh, Đỏ/ Blue, Red | 25 pcs/bag 400 pcs/carton | |
| CT0006 | PP | Ống ly tâm nắp vặn - chân đứng 50ml/ Self Stand 50ml Screw Cap Centrifuge Tube | 50ml | Xanh, Đỏ/ Blue, Red | 25 pcs/bag 400 pcs/carton | |