







ĐẦU CÔN PIPET

PIPETTE TIPS





ĐẦU CÔN PIPET / PIPETTE TIPS

Sản xuất bằng nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại.

Sử dụng trong các phòng xét nghiệm của bệnh viện, phòng khám đa khoa.

Phụ hợp với các cây micropipet trên thị trường (tham khảo danh sách micropipet trên website).

Không (Free) DNase và không RNase.

Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipet.

Thành trong đầu côn không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm.

Made form metal-free, high grade and virgin polypropylene plastic.

Apply in hospital laboratory and clinic center.

Match with common micropipette in market (check out proper micropipette on website). DNase-free and RNase-free.

Pipette tips created from precision injection molding care for an air-tight fit.

Tips interior with non-stagnant water/sample ensure correct amount.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Mã sản phẩm/ Product Code	Sản phẩm/ Product Name	Nhựa/ Resin	Dung tích/ Volume	Màu/ Color	Đóng gói/ Packing	Vô trùng/ Sterilization
PIP0001	Đầu côn vàng 200ul/ Yellow Pipette Tip 200ul	PP	0 - 200ul	Vàng/ Yellow	1,000 pcs/bag 30,000 pcs/carton	Theo yêu cầu bằng gamma/ As requirement by Gamma
PIP0002	Đầu côn xanh 1000ul/ Blue Pipette Tip 1,000ul	PP	0 - 1000ul	Xanh/ Blue	1,000 pcs/bag 10,000 pcs/carton	