

LỌ SINH PHẨM[?]

SPECIMEN CONTAINERS





LỌ SINH PHẨM / SPECIMEN CONTAINERS

Được dùng để lấy mẫu nước tiểu hoặc mẫu phân.

Dung tích: 40ml, 60ml.

Nắp vặn được sản xuất bằng nhựa PP, thân bằng nhựa y tế PP hoặc PS chính phẩm.

Lọ sinh phẩm được thiết kế với nắp và thân lọ dày có khả năng chịu lực tốt.

Nắp có thiết kế lưới gà nhằm chống rò rỉ.

Được sử dụng trong các phòng xét nghiệm của bệnh viện, phòng khám đa khoa.

Usage for urine and feces sample tests.

Capacity: 40ml, 60ml.

Lid made from PP plastic, base made by virgin PS or PP medical plastic.

Heavy-duty Thick Wall construction of both base and lid.

Drip rings reduce the danger of contamination.

Applied in hospital laboratory and clinic center.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

| Mã sản phẩm/ Product Code | Sản phẩm/ Product Name | Nhựa/ Resin | Dung tích/ Volume | Màu nắp/ Cap Color | Đóng gói/ Packing | Vô trùng/ Sterilization |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| SC0001 | Lọ sinh phẩm không gá 40ml/ 40ml Urine Container | PP Screw Cap PP or PS body | 40ml | Đỏ, Vàng/ Red, Yellow | 100 pcs/bag 500 pcs/carton | Theo yêu cầu bằng tia gamma/ As requirement by Gamma |
| SC0002 | Lọ sinh phẩm có gá 40ml/ 40ml Feces Container | PP Screw Cap PP or PS body | 40ml | Đỏ, Vàng/ Red Yellow | 100 pcs/bag 500 pcs/carton | |
| SC0004 | Lọ sinh phẩm không gá 60ml/ 60ml Urine Container | PP Screw Cap PP body | 60ml | Đỏ, Vàng/ Red Yellow | 64 pcs/bag 320 pcs/carton | |