



NẮP & NÚT CHẶN

CAPS & STOPPERS





NẮP & NÚT CHẶN / CAPS & STOPPERS

Nắp & nút chặn được sử dụng chung với ống xét nghiệm MidaMec.

Nắp có 5 màu khác nhau giúp dễ dàng phân biệt các loại xét nghiệm.

Nắp được sản xuất chính xác từ nhựa PE chánh phẩm với thiết kế có gờ đôi ngăn chặn nhiễm chéo & rò rỉ.

Được thiết kế đặc biệt nhằm đóng mở dễ dàng.

Nắp & nút chặn luôn được giữ chặt với ống khi quay li tâm.

Caps & Stoppers are used for MidaMec test tubes.

Available in 5 different colors those are ideal for convenient sample test identification.

Precision molded cap from PE plastic with double flanged seal design that protect from contamination & leakage.

Designed for easy-open, easy-close due to the exclusive design.

Keep tight under most strictly procedures, including centrifugation.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Mã sản phẩm/ Product Code	Nhựa/ Resin	Sản phẩm/ Product Name	Sử dụng/ Usage	Màu/ Color	Đóng gói/ Packing
ITC0001	PE	Nắp trong ống nghiệm/ Inner Test Tube Cap	PS tube 12x75, 13x100	Trắng/ White	1,000pcs/bag 10,000pcs/carton
ITC0002	PE	Nắp trong ống nghiệm Ø16/ Inner Test Tube Cap Ø16	PP,PS tube 16x100	Tự nhiên/ Natural	500pcs/bag 8,000pcs/carton
OTC0002	PE	Nắp ngoài ống nghiệm/ Outer Test Tube Cap	PP tube 12x75	Đỏ, Vàng, Xanh Đen, Xám, Lá, Tím/ Red, Yellow, Blue Black, Grey, Green, Lavender	1,000pcs/bag 10,000pcs/carton
OTC0001	PE	Nắp chân không ống nghiệm/ Vacuum Test Tube Cap	PS tube 12x75 vacuum tube	Đỏ, Vàng, Xanh Đen, Xám, Lá/ Red, Yellow, Blue Black, Grey, Green	1,000pcs/bag 10,000pcs/carton