

## TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HCM	SẢN PHẨM	Số: 01-2020/TCCS - TANMINHHOANG
CÔNG TY TNHH SX-TM-XNK TÂN MINH HOÀNG	Khẩu trang Y tế 4 lớp	Có hiệu lực từ kể từ ngày ký

(Ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-TANMINHHOANG ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Công ty TNHH SX-TM-XNK Tân Minh Hoàng). Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm **Khẩu trang Y tế 4 lớp**.

### 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn chất lượng này áp dụng cho sản **Khẩu trang Y tế 4 lớp** dùng trong các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng thẩm mỹ, các đơn vị môi trường công nghiệp, các xí nghiệp sản xuất do Công ty TNHH SX-TM-XNK Tân Minh Hoàng sản xuất và phân phối.

### 2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- TCVN 8389 – 1 : 2010 Phần 1 : Khẩu trang y tế thông thường.
- TCVN 8389 – 2 : 2010 Phần 2 : Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.
- TCVN 8389 – 3 : 2010 Phần 3 : Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất.
- TCVN 7312 : 2003 Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – Khẩu trang có tấm lọc bụi.

### 3. THÀNH PHẦN

- Vải không dệt không thấm nước.
- Lớp vi lọc tiệt trùng (có thể thay thế bằng lớp SMS).
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa.
- Dây thun, dây đeo.

### 4. YÊU CẦU KỸ THUẬT

#### 4.1. Yêu cầu về nguyên liệu :

- Lớp vải : sử dụng vải không dệt không hút nước
- Màu sắc : trắng, xanh hoặc màu khác
- Bên trong **Khẩu trang Y tế 4 lớp** còn có một lớp vi lọc tiệt trùng (có thể thay thế bằng lớp SMS) giúp cho sản phẩm được tối ưu hơn trong việc ngăn chặn bụi, vi khuẩn.
- Thanh nẹp mũi : bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi.
- Dây đeo : dùng loại dây có tính đàn hồi và co giãn, ví dụ : dây thun, giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe cho người sử dụng.

#### 4.2. Yêu cầu về ngoại quan :

- Sản phẩm **Khẩu trang Y tế 4 lớp** được sản xuất và đóng gói tại Công ty TNHH SX-TM-XNK Tân Minh Hoàng. Bao bì đóng gói theo mẫu thiết kế.
- Bề mặt **Khẩu trang Y tế 4 lớp** phải sạch sẽ, không còn dầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan.

- Dây đeo của **Khẩu trang Y tế 4 lớp** phải được cố định chắc chắn. Bốn góc của khẩu trang phải được may chắc chắn.
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.
- Màu sắc sản phẩm tùy thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng, sản phẩm có màu đặc trưng là màu xanh dương.

**4.3. Yêu cầu về an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường :**

- Không gây dị ứng da cho người sử dụng.
- Không gây ảnh hưởng và không gây ô nhiễm môi trường.
- Không có mùi lạ, mùi khó chịu.

**4.4. Yêu cầu về lý hóa :**

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP THỬ
<b>KHẨU TRANG Y TẾ 04 LỚP</b>				
1	Ngoại quan	-	Kiểu dáng, kích thước đồng đều nhau, không bị nhiễm bẩn. Không gây dị ứng cho người sử dụng	Cảm quan
2	Hàm lượng Asen	mg/kg	≤ 0.17	TCVN 8389 – 1 : 2010
3	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/kg	≤ 1	TCVN 8389 – 1 : 2010
4	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	mg/kg	≤ 0.12	TCVN 8389 – 1 : 2010
5	Hàm lượng Antimon (Sb)	mg/kg	≤ 0.1	TCVN 8389 – 1 : 2010
6	Hàm lượng Cadimi (Cd)	mg/kg	≤ 0.1	TCVN 8389 – 1 : 2010

**5. THỜI HẠN SỬ DỤNG**

- 5 năm kể từ ngày sản xuất

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở mặt trước của nhãn sản phẩm

**6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN**

- **Hướng dẫn sử dụng :** Sử dụng để ngăn chặn bụi, kháng khuẩn qua đường hô hấp.
- **Hướng dẫn bảo quản :** Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt. Không để gần nơi chứa các hóa chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây rách, vỡ bao bì đơn. Bảo quản ở 20<sup>0</sup>C – 35<sup>0</sup>C.

**Khuyến cáo :** Không sử dụng sản phẩm hết hạn, không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao.

**7. ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM**

- Dùng trong các bệnh viện, phòng khám và nha khoa
- Dùng trong phòng thẩm mỹ

- Dùng trong môi trường công nghiệp
- Dùng để phòng dịch bệnh qua đường hô hấp
- Sử dụng để che, chống bụi hàng ngày
- Dùng trong các xí nghiệp sản xuất

**8. CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI**

- Bao bì : sản phẩm được đựng trực tiếp trong bao PE ở lớp trong và bao bì giấy ở bên ngoài.

- Quy cách đóng gói : 10 pcs/gói, 5 gói/hộp, 50 pcs/hộp

**9. NỘI DUNG GHI NHÃN** Trên bao bì có ghi nhãn hàng hóa theo ND 43/2017/ND-CP ngày 14/04/2017 (có nội dung ghi nhãn đính kèm ).

**10. QUY TRÌNH SẢN XUẤT ( Đính kèm )**

**11. XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÃN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA.**

**Sản phẩm của : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU TÂN MINH HOÀNG**

Địa chỉ : 239/22/2E-2D-2C Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913177224-0913177228

Fax:

Email: tanminhhoangtq@gmail.com

Website:

**Sản xuất tại : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU TÂN MINH HOÀNG**

Địa chỉ : 239/22/2E-2D-2C Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913177224-0913177228

Fax:

Email: tanminhhoangtq@gmail.com

Website:

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**Giám đốc công ty**



*Nguyễn Hoàng Minh*