

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHẨU TRANG Y TẾ QMASK

Mục đích/Chỉ định sử dụng:

Ngăn khói, bụi, mùi, sự xâm nhập của vi khuẩn vào đường hô hấp, bảo vệ phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp


Hướng dẫn sử dụng:

Mở khẩu trang, kéo hai dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai

Chụp khẩu trang kín mũi, miệng.

Khẩu trang chỉ nên dùng 1 lần.

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN PHÚC KHÁNH