



**Vinacontrol**  
SINCE 1957

Vinacontrol HoChiMinh City  
80 Ba Huyen Thanh Quan St., Dist. 3,  
Ho Chi Minh City  
Tel : (84.28) 39.316323 - 39.316704  
Fax : (84.28) 39.316961 - 38.437861  
vinahochiminh@vinacontrol.com.vn  
www.vinacontrol.com.vn

## CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH VỀ PHẨM CHẤT

Số : 20G02GND01523-01  
Ngày : 11/5/2020

Người yêu cầu : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN GIA PHÁT  
Tên mẫu theo khai báo : KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TOÀN GIA PHÁT  
Số lượng : 01 MẪU  
Ngày giám định : 05/5/2020 ĐẾN 11/5/2020  
Địa điểm kiểm tra : VINACONTROL TP.HỒ CHÍ MINH

### KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

Theo yêu cầu của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Toàn Gia Phát, chúng tôi, giám định viên Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, đã tiến hành tiếp nhận 01 mẫu khẩu trang theo khai báo là khẩu trang y tế kháng khuẩn Toàn Gia Phát, để xác định khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 8389-2:2010.

**Mô tả mẫu:**

- + Mẫu đóng trong bao PE, dán kín.
- + Mẫu khẩu trang 4 lớp vải không dệt, lớp ngoài cùng màu xanh, có gấp nếp và thanh nẹp mũi, trên khẩu trang có in dập "TOAN GIA PHAT".

**Hình ảnh mẫu:**



Kiểm tra chỉ tiêu khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn quy định tại bảng 1, mục 3.5 trong TCVN 8389-2:2010 của mẫu khẩu trang nêu trên, tại Trung Tâm Phân Tích và Thử Nghiệm 2 – Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

**Kết quả:**

Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm
Khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn	TCVN 8389-2:2010	CFU/L	Không phát hiện

**Ghi chú:** Không phát hiện: Không có khuẩn lạc nào hiện diện trên đĩa thạch môi trường.

- Mẫu do đại diện người yêu cầu cung cấp
- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu giám định.

**GIÁM ĐỊNH VIÊN**

**Hồ Hồng Anh**  
MS VNC0988

