

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

SỐ 9 ĐƯỜNG LAM SƠN, PHƯỜNG 05, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

TÊN THIẾT BỊ: SILICONE LẤY DẤU RĂNG

CHÙNG LOẠI: Theo danh sách đính kèm.

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Đức

HÀNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Đức

Hướng dẫn sử dụng: Thực hiện theo từng bước sau:

Kiểm tra sự tương thích của tất cả các dụng cụ và phụ kiện trước khi sử dụng:

Bước 1: Lấy vật liệu ra khỏi bao bì.

Bước 2: Bơm sản phẩm lên khay lấy dấu hoặc trực tiếp lên răng của bệnh nhân (tùy từng thuộc tính của sản phẩm).

Bước 3: Chờ 10-15 phút vật liệu đông cứng.

Bước 4: Nhẹ nhàng gỡ vật liệu ra khỏi răng bệnh nhân.

Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn tất.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Hoàng



GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Hoàng