

Số: 01:2020/MTKT-TT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ GIỚI THY THY

Địa chỉ: 122 Đường Tân Hưng, Phường 15, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Nơi sản xuất: 970 B - 974 An Dương Vương, Phường 13, Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/04/2020



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế 3 lớp	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế thông thường	Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">Thành phần cấu tạo:<ul style="list-style-type: none">Lớp ngoài: Vải không dệtLớp lọc: Màng vi lọcLớp trong: Vải không dệtNẹp mũi: Chất liệu PE mềmDây đeo: Chất liệu thun xốp, độ đàn hồi tốt
1.2	Mục đích/ chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">Hỗ trợ ngăn ngừa bụi, vi khuẩn và các bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.Khử mùi và giảm tác động của ánh nắng mặt trời lên da
1.3	Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">Khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa bụi, vi khuẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp vi lọc cao cấpThiết kế từ 3 lớp, chất liệu vải tự nhiên, dày mịnThiết kế thông minh với thanh nẹp mũi định hình giữ khẩu trangĐược sản xuất ở Việt Nam với dây chuyên công nghệ khép kín.Không thấm nước, không gây dị ứng da, an toàn cho người sử dụngDây đeo đàn hồi mềm mại, không gây cảm giác đau tai khi sử dụng lâu dài, thiết kế 3D nên giúp dễ

		dàng hít thở, đem lại cảm giác thoải mái khi đeo
1.4	Ứng dụng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> - Bệnh viện, phòng khám, nha khoa - Trung tâm thẩm mỹ - Môi trường công nghiệp - Phòng dịch bệnh - Sử dụng chống khói bụi hàng ngày
1.5	Hướng dẫn sử dụng	<p>Bước 1: Hai tay kéo hai dây khâu trang sang bên áp sát vào mặt</p> <p>Bước 2: Đeo dây vào tai, ấn chặt nẹp mũi</p> <p>Bước 3: Kéo nhẹ cạnh xuống cảm 1 chút, gọng chi lên trên cánh mũi và điều chỉnh cho vừa vặn</p>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở
 Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
 Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lê Thy Khanh