

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THẾ GIỚI THY THY

Số: 02/TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

- Đặt phần gọng khẩu trang lên sống mũi, phần vải màu trắng tiếp xúc với da mặt.
- Đeo dây thun vào sau tai.
- Bóp nhẹ gọng để ôm sát sống mũi.
- Kéo và chỉnh khẩu trang để ôm khít toàn bộ mũi, miệng và cằm.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ GIỚI THY THY

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Thy Khanh