

Kt: 18 x 12 x 9.5 cm



# FACE KISS

KHẨU TRANG Y TẾ



50 CÁI TIẾT TRÙNG

Số ĐKSX: 200000098/PCBSX-HN



# FACE KISS

KHẨU TRANG Y TẾ



50 CÁI TIẾT TRÙNG

Số ĐKSX: 200000098/PCBSX-HN

Lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Hạnh*

## KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP FACE KISS

- + Ngăn khí độc, vi khuẩn, vi rút
  - + Vật liệu vải không dệt, giấy kháng khuẩn
  - + Đeo tai mềm mại và tiện dụng
  - + Công suất lọc cho dễ thở
  - + Thanh nẹp mũi điều khiển khí
  - + Màu sắc Xanh, Đen và Trắng
- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**
- Kéo 2 dây khẩu trang vòng qua hai bên vành tai
  - Điều chỉnh nẹp mũi ôm vừa khí thở mũi
  - Kéo mép dưới khẩu trang qua cằm
- LƯU Ý:**
- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần
  - Sau khi sử dụng, bỏ sản phẩm đúng nơi quy định
  - Bảo quản nơi khô ráo



# FACE KISS

KHẨU TRANG Y TẾ



50 CÁI TIẾT TRÙNG

Số ĐKSX: 200000098/PCBSX-HN

## KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP FACE KISS



CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIPHA  
Địa chỉ Công ty: Số nhà 11 ngách 42/133 Phố Thịnh Liệt,  
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  
Địa chỉ Nhà máy sản xuất: Thôn Vĩnh Mỹ, Xã Nguyễn Trãi,  
Huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Tiêu chuẩn: TCCS 01.2020/NAVIPHA  
SỐ LƯU HÀNH: