

50 Chiếc/1 hộp



4 Lớp

Medifin
Mask

KHẨU TRANG Y TẾ
MEDICAL FACEMASK

4-Layer Protection
Breath Fresh Air



Meet current ISO 13485:2016
Sterilized by EO

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
Đã khử trùng bằng khí EO

DÙNG HÀNG NGÀY

50 Chiếc/1 hộp

STERILE EO

ISO 13485

These masks should be disposed after each use. These masks contain an aluminum nose piece and should be stored in a cool, dry place. Avoid excessive (40°C or 104°F).

Ce masque doit être disposé après chaque utilisation. Ces masques contiennent une barrette en aluminium et doivent être conservés dans un endroit frais et sec. Évitez de l'exposer à une chaleur excessive (40°C ou 104°F).

Loại bỏ sau mỗi lần sử dụng. Khẩu trang có chứa thanh nhôm kim loại tác dụng tạo sự ôm khít khuôn mặt chống khói bụi, nên bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Tránh nhiệt độ cao (trên 40 độ C hoặc 104 độ F).

PERFORMANCE FACTORS	RESULTS
Chỉ tiêu đo lường	Kết quả
Bacterial filtration efficiency (BFE)/ Efficacité de filtration des bactéries (EFB) Hiệu quả lọc kháng khuẩn	≥ 98.7%
Sub-micron particulate efficiency at 0.1 µm (PFE)/ Efficacité de filtration des particulaire à 0.1 µm (PFE) Hiệu quả lọc hạt phân tử vi mô kích thước 0.1 µm	≥ 95%
Resistant to penetration by synthetic blood/ Résistante à la pénétration du sang synthétique Ngăn ngừa sự lây nhiễm qua đường máu	@80 mm Hg
Differential Pressure (DP)/ Pression différentielle (DP) Áp suất chênh lệch	<4.0 mm H ₂ O/cm
Flame Spread/ Indice de propagation de la flamme Cấp độ lây lan lửa	Class 1/ Classe 1

Medifin
Mask

KHẨU TRANG Y TẾ
MEDICAL FACEMASK

4-Layer Protection
Breath Fresh Air



Meet current ISO 13485:2016
Sterilized by EO

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
Đã khử trùng bằng khí EO

DÙNG HÀNG NGÀY

50 Chiếc/1 hộp


4 Lớp

CÔNG DỤNG

- * Khẩu trang Y tế Medifin Mask có tác dụng ngăn ngừa khói bụi, ngăn ngừa không khí ô nhiễm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập cơ thể.
- * Phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.
- * Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường, các công trình xây dựng, trong các cơ sở y tế, dịch tễ, bệnh viện, môi trường công nghiệp hiện đại.
- * Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt, tạo sự thoải mái khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- * Không sử dụng trong trường hợp bao bì sản phẩm bị rách và không còn nguyên vẹn tem, nhãn mác.
- * Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.




Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT QUỐC TẾ VIỆT
(VIET DT INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY)

Mã số doanh nghiệp: 0106010858

Địa chỉ sản xuất: 39A/1 Đường số 5, KP 6, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân
TP. Hồ Chí Minh
Address: No. 39A/1, 5th Street, Quarter 3, Binh Hung Hoa A Ward
Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Hotline: +84 96 9075 999 | +84 936 525 222

Made in Vietnam



8 936533 227019