

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Khẩu Trang Y Tế Khatraco

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được áp dụng cho sản phẩm Khẩu trang y tế do Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh KHATRACO sản xuất

1. Công dụng sản phẩm

Khẩu trang y tế thông thường bảo vệ sức khỏe, không gây kích ứng da khi sử dụng, có tác dụng:

- Chống khói bụi, chống viêm mũi dị ứng, chống tia cực tím, ngăn dịch bệnh, khí thải động cơ, mùi ô nhiễm;

- Ngăn chặn các hóa chất độc hại, chống say tàu xe.

- Khẩu trang chỉ dùng một lần

- Dùng trong các cơ sở y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

STT	Sản phẩm	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm
1	Khẩu trang y tế Khatraco	Sử dụng trong: <ul style="list-style-type: none">- Bệnh viện, Phòng khám- Trung tâm thăm mĩ- Môi trường công nghiệp- Phòng dịch bệnh- Sử dụng chống khói bụi hằng ngày	Bóc bao bì sản phẩm và sử dụng theo 3 bước sau: <ul style="list-style-type: none">- Bước 1: Giữ 2 dây đeo bằng tay và kéo khẩu trang sang 2 bên, áp khẩu trang sát vào mặt- Bước 2: Đeo dây quai qua tai và điều chỉnh thanh nẹp mũi sao cho khít với phần song mũi và khuôn mặt- Bước 3: Định hình thanh nẹp mũi sao cho phần sát mắt và dưới cằm, điều chỉnh khẩu trang đeo một cách thoải mái nhất	Sản phẩm an toàn khi bao bì, tem chống hàng giả không bị rách, hở và còn hạn sử dụng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



TRẦN HOÀNG HẢI