

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AZ-GROUP

Đại chỉ: Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Daeha Business Center, Số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày 29/5/2020

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế cao cấp (mã model Newsmile 68)	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế cao cấp (mã model Newsmile 68)	Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">• Thành phần cấu tạo:<ul style="list-style-type: none">- Lớp ngoài: Vải không dệt- Lớp giữa: Vải không dệt- Lớp lọc: Màng lọc vi thấu khí- Lớp trong: Vải không dệt- Nẹp mũi: Chất liệu PE mềm- Dây đeo: Chất liệu thun xốp, độ đàn hồi tốt
1.2	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp
1.3	Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">- Khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp lọc kháng khuẩn cao cấp- Thiết kế 4 lớp, chất liệu vải tự nhiên, dày mịn- Thiết kế thông minh với thanh nẹp mũi định hình giữ khẩu trang- Được sản xuất ở Việt Nam với dây chuyền công nghệ khép kín.- Không thấm nước, không gây dị ứng da, an toàn cho người sử dụng- Dây đeo đàn hồi mềm mại, không gây cảm giác đau tai khi sử dụng lâu dài nên giúp dễ dàng hít thở, đem lại cảm giác thoải mái khi đeo
1.4	Ứng dụng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">- Bệnh viện, phòng khám, nha khoa- Trung tâm thẩm mỹ- Môi trường công nghiệp

		<ul style="list-style-type: none"> - Phòng dịch bệnh - Sử dụng chống khói bụi hàng ngày
1.5	Hướng dẫn sử dụng	<p>Bước 1: Hai tay kéo hai dây khâu trang sang bên áp sát vào mặt</p> <p>Bước 2: Đeo dây vào tai, ấn chặt nẹp mũi</p> <p>Bước 3: Kéo nhẹ cạnh xuống cằm 1 chút, gọng chỉ lên trên cánh mũi và điều chỉnh cho vừa vặn</p>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**
Trần Quang Nhâm