

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP (MÃ MODEL: NEWSMILE 68)**

- Hai tay cầm 2 sợi thun của khẩu trang áp sát khẩu trang vào mặt và đeo thun vào 2 bên tai
- Một tay kéo phần trên khẩu trang có thanh nẹp mũi lên sát góc mũi và trán, sau đó bóp thanh nẹp mũi để cho ôm sát đồng thời tay còn lại kéo phủ phần dưới khẩu trang cho bao phủ xuống cằm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AZ-GROUP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Quang Nhâm*