



**1** Rửa tay trước khi đeo khẩu trang  
Wash your hands before wearing a mask

**2** Nắm vành khẩu trang và đặt khẩu trang trước mũi  
Grasp the rim of the mask and place the respirator in front of the nose

**3** Kéo 2 vành khẩu trang qua mang tai  
Pull the rim of the mask over the ears

**4** Định hình phần chóp khẩu trang cho phù hợp với hình dạng sống mũi  
Shape the tip of the mask to fit the nose

Để bảo vệ sức khỏe nên đeo khẩu trang khi ra đường  
For health protection, wear a mask when going out

**KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP**  
SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

**Medical Face Mask**  
Made in Viet Nam  
★ ★ ★  
TCVN: 8389-1: 2010



- ✓ 3D PLY □ - 4D PLY □
- ✓ LỌC HIỆU QUẢ 99% VS KHUẨN VÀ BỤI BÀN
- ✓ CHẤT LIỆU VẢI SỢI KHANG KHUẨN
- ✓ KHIÊU DẠNG 3M TRƠN MẶT
- ✓ THÂN THIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG



<http://khautrangnewsmile.com>  
<http://facemask-newsmile.com>

**NEW SMILE HIGH QUALITY MEDICAL FACE MASK**

New Smile high quality mask, whose manufacturing is based on anti-bacterial technology, consists of 3(4) ply & is dust-proof, bacteria-resistant & protects the wearer from serious respiratory infections. It is effective to use when travelling on the road, in hospitals, or in hazardous industrial environments. The air filters fabric is waterproof, breathable & is made of hypoallergenic materials. The layers of anti-bacterial paper is made from natural materials and able to prevent virus penetration. Built-in nose piece is adjustable to keep the mask in place, perfectly covering the lower half of the face. Tight and flexible loops enable comfortability while wearing.

**HOW TO USE**  
Open the package and take out the mask. Bend the nose piece to make the mask cling to the face. Cover the mask over the lower half of the face (from the nose to the chin). Pull the loops over the ears. It is recommended to use the 4-layer antibacterial mask to prevent infectious diseases (especially SARS, Covid-19, etc.).

**CAUTION**  
Discard after the first use. Do not wash and reuse. Wear the mask to make it fit your face and perfectly cover your mouth and nose. Avoid moving the mask while wearing.

**STORAGE**  
Keep in dry and cool place.

AZ - GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT JSC  
Add: 16 floor, Tower Daeha Business Center, N° 360 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam  
Tel: 0968119627 - Email: azgroupviet@gmail.com

**FACTORY:**  
Hải Lạc Village, Phố Quỳnh Town, Văn Lâm District, Hưng Yên province



**HIGH QUALITY MEDIAL MASK**  
PRODUCT AND TRADEMARK ARE REGISTERED

**Medical Face Mask**  
Made in Viet Nam  
★ ★ ★  
TCVN: 8389-1: 2010



- ✓ 3D PLY □ - 4D PLY □
- ✓ EFFECTIVE FILTRATION OF 99% BACTERIA AND DUST
- ✓ ANTI - BACTERIAL FABRIC
- ✓ STYLE, FULL FACE HUG
- ✓ ENVIRONMENT FRIENDLINESS



<http://khautrangnewsmile.com>  
<http://facemask-newsmile.com>

**KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP NEW SMILE**

Khẩu trang cao cấp New Smile được sản xuất theo công nghệ kháng khuẩn, cấu tạo 3 lớp (và 4 lớp), có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại. Lớp vải lọc không khí không thấm nước, không gây dị ứng da, thoáng khí. Lớp giấy kháng khuẩn có nguồn gốc tự nhiên, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Thanh tựa mũi để định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
Bọc bao bì, lấy khẩu trang ra, bề thanh tựa mũi tạo độ kín. Chụp khẩu trang kín mũi và miệng. Kéo dây chun đeo vòng qua tai.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**  
Nên dùng khẩu trang y tế kháng khuẩn để phòng dịch bệnh (đặc biệt như: SARS Covid 19, ...)  
Nên dùng một lần rồi bỏ. Không giặt và sử dụng nhiều lần.

**BẢO QUẢN**  
Nơi khô ráo, thoáng mát.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AZ GROUP**  
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hà Nội, Việt Nam  
Điện Thoại: 0968119627 - Email: azgroupviet@gmail.com

**NHÀ MÁY SẢN XUẤT**  
Thị trấn Hải Lạc, Thị trấn Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên



LSX  
NSX  
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất