



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Số 9, Đường số 2, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM

✉ hainguyenmedical@gmail.com www.hainguyenmedical.vn

☎ +84 028 2253 4924

☎ +84 946 090 404

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 06 năm 2020.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên

Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Giường bệnh điều khiển bằng tay quay: SBC-21C-4 SBC-21C-4A SBC-21C-4B SBC-21C-3 SBC-21C-7 SBC-21C-7A SBC-21C-7B SBC-200-1 SBC-200-7 SBC-100-7 SBC-200-7A SBC-200-7B SBI-210 SBI-310 SBN-090 SBN-081 SBT-110 SBM-081-3M SBM-081-2M | |
| 1.2 | Danh mục linh kiện | Thân giường bệnh. |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| | và phụ kiện | Tấm chắn đầu giường. Lan can bên hông. Cọc truyền dịch |
| 1.3 | Mục đích/Chỉ định sử dụng | Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện. |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn |

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



NGUYỄN VĂN THÊM