

**Product:** Hyazetyl Plus

**Batch:** 030420

**Manufacturing date:** 04/2020

**Expiry date:** 04/2022

**Number of pieces:** 10,052

Test	Specification	Result
Appearance	Clear solution, free of suspended particles	Comply
pH	4,7-5,5	5.3
Osmolality	240 - 320 mOsm/Kg	279
Viscosity	For information	10cst
Sterility	Sterile	Sterile
Deliverable Volume	≥20ml	Comply

Il presente Certificato di Analisi emesso da NTC riporta i dati di analisi effettuati dal sito produttivo sul lotto in oggetto, in quanto NTC non esegue test analitici sul prodotto.

NTC emette un proprio Certificato di Analisi come da previsto dall'ordine cliente.

**This Certificate of Analysis released by NTC quotes the analytical data carried out by own sub-contractor because NTC doesn't carry out directly analytical tests on the finished product. NTC releases the Certificate of Analysis as required in the purchase order.**

Milano, 11/05/2020

NTC srl  
Salvatore Barone  
QA Manager

