

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

Địa chỉ: TDP Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Thành Phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: TDP Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Thành Phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02582465077

Fax:

Email : tiendien@camranhgarment.com

KHẨU TRANG Y TẾ OMD16

1. Thông tin cấu trúc sản phẩm

Có 4 lớp vải dạng phẳng, có gấp nếp, đảm bảo che kín mũi miệng;

- Vải không dệt: sản phẩm 4 lớp (gồm lớp vải không dệt PP hợp quy, vải kháng khuẩn nano, vải lọc bụi SMS, thanh nếp mũi, dây đeo, viền)
- Màu sắc: đủ màu, có thể làm theo yêu cầu khác nhau.
- Kích thước: Chiều dài: 17.5cm(+/-0.5cm), chiều rộng: 9.5cm(+/-0.5cm).

2. Kiểu dáng, kích thước

- Kích thước: Chiều dài 17,5cm; chiều rộng 9,5cm
- Đảm bảo che kín mũi và miệng

3. Công dụng:

Đề bảo vệ vùng mặt, ngăn ngừa, bảo vệ người đeo không bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, dịch bệnh, bụi bặm thông thường qua đường hô hấp.

4. Cách sử dụng

- Bước 1: Kéo dây ra;
- Bước 2: Cầm hai quai đeo đặt khẩu trang bên dưới cằm, phần mũi hướng lên;
- Bước 3: Đeo 2 dây vào tai, kéo thân dây khẩu trang che vùng mũi, mặt;
- Bước 4: Đặt đầu ngón tay hai bên phần mũi (nếp mũi bằng nhựa), vuốt phần mũi của khẩu trang theo hình dạng của mũi.

5. Quy cách đóng gói

- 50 cái/ túi nilong/ hộp giấy

6. Hạn sử dụng

Ghi trên bao bì

7. Bảo quản

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 5⁰C-40⁰C

Số lô/ ngày sản xuất.....HSD

Số lưu hành/ Số công bố TTBVYT:

Cam Ranh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIÊN ĐIỀN