



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số / No: 2158/20 / QC-PTN HS

1. Tên mẫu thử / Name of sample: Trang phục phẫu thuật (Surgical Gown)
2. Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2020/0680-2/HS6
3. Tình trạng mẫu / Status of sample: 02 bộ nguyên
4. Ngày nhận mẫu / Date of receiving: 10/06/2020
5. Nơi gửi mẫu / Customer: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành
6. Thời gian thử nghiệm / Test duration: Từ ngày / From: 10/06/2020 đến ngày / To: 24/06/2020
7. Nơi thử nghiệm / Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	TK TCVN 11528:2016	KPH ($< 1,0 \times 10^1$)
2	Tổng số men – mốc	CFU/g	TK TCVN 11528:2016	KPH ($< 1,0 \times 10^1$)
3	<i>Candida albicans</i>	/g	TK TCVN 11528:2016	KPH
4	<i>P. aeruginosa</i>	/g	TK TCVN 11528:2016	KPH
5	<i>S. aureus</i>	/g	TK TCVN 11528:2016	KPH
6	Enterobacteriaceae	CFU/g	TK TCVN 5518-2:2007	KPH ($< 1,0 \times 10^1$)
7	Antimon (Sb)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
8	Asen (As)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
9	Chì (Pb)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
10	Cadimi (Cd)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
11	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)

Ghi chú: KPH là không phát hiện.

Thử nghiệm viên
Analyst

Nguyễn Thị Thúy Tuyền

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Lê Thị Việt Hồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020



PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Dũng