

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THỬ NGHIỆM**

Số: 2620.20/VTTB-ĐGCL

**Cơ quan yêu cầu:** Công ty TNHH Sản xuất An Bình An

**Địa chỉ:** 551/245 Đường Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Tên sản phẩm:** Khẩu trang y tế

**Model:** An Bình

**Đơn vị sản xuất:** Công ty TNHH Sản xuất An Bình An

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Người thử nghiệm:** Nguyễn Mạnh Hải

**Tiêu chuẩn thử nghiệm:** Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

**Phương pháp thử nghiệm:** Theo TCVN 8389-1:2010

**Kết luận:** Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 – Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020



**TS. Lê Thanh Hải**

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

### Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH <sub>2</sub> O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH <sub>2</sub> O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép nguyên tố kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

\* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Sản xuất An Bình An cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 03/06/2020.

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020  
NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Hà Quang Thanh



Nguyễn Mạnh Hải

Địa chỉ: 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội \* Điện thoại: (024) 38523065