

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm được sử dụng được ngay. Dùng cho người lớn, trẻ nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để chống bụi hoặc trong phòng thí nghiệm, bệnh viện.

Sản phẩm dùng 1 lần rồi không sử dụng lại nữa.

Đặt ngón tay của bạn qua các vòng thun (quai) đeo lên tai. Thanh tựa mũi được đặt phía trên mũi. Đeo khẩu trang che kín mũi và miệng.

Đặt các vòng qua tai, sau đó điều chỉnh thanh tựa mũi sao cho ôm sát mũi, mặt. Điều này làm tăng độ che phủ tối đa của khẩu trang lên mặt.

Xuất xứ: Việt Nam.

Lưu ý:

1. Để xa tầm tay trẻ em.
2. Tránh để gần lửa, những nơi ẩm mốc.



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hải

