

185mm

KT: 185x100x113 (mm)

100mm

100mm

185mm

113mm

**50 cái**

TCCS: 01:2020/ABA

KHÁNG GIỌT NƯỚC  
LỌC BỤI  
KHÁNG KHUẨN  
NGĂN KHỎI XE

**4 LỚP CAO CẤP**

**KHẨU TRANG Y TẾ**

**AN BINH**

Thành phần:  
Vải lọc chống thấm,  
Vải lọc chống bụi,  
Vải lọc chống thấm,  
Lớp kháng khuẩn.

Bảo quản:  
Nơi khô ráo và thoáng mát.

**50 pieces**

TCCS: 01:2020/ABA

Số ĐKLH:

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Kéo dẫn hai dây đeo

Mang hai dây qua tai, điều chỉnh cho vừa với khuôn mặt

Định hình thành nếp mũi

**4-PLY ADVANCED MEDICAL FACE MASK**

**NOTICE OF USE**

- \* Product is disposable; Do not wash for reuse
- \* Keep out of reach of children
- \* Store in a cool and dry place

WATER RESISTANT FILTER CLOTH (1)

ANTI-DUST FILTER CLOTH (2)

ANTIBACTERIAL (3)

FILTER CLOTH (4)

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY  
**AN BINH AN PRODUCTION COMPANY LIMITED**  
Address: 551/245 Lê Văn Khuông  
Hiệp Thành Ward, District 12, Ho Chi Minh City

**Materials:**  
Water Resistant Filter Cloth,  
Anti-dust Filter Cloth,  
Antibacterial Layer,  
Filter Cloth

**Preservation:**  
Store in a cool and dry place

DUST FILTRATION  
ANTIBACTERIAL  
ANTI-SMOKE

**LƯU Ý SỬ DỤNG**

- \* Sản phẩm chỉ dùng 1 lần, không giặt tái sử dụng
- \* Để xa tầm tay trẻ em
- \* Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

VẢI LỌC CHỐNG THẤM (1)

VẢI LỌC CHỐNG BỤI (2)

LỚP KHÁNG KHUẨN (3)

VẢI LỌC (4)

ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI  
**CTY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN**  
Địa chỉ: 551/245 Đường Lê Văn Khuông,  
Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

**Thành phần:**  
Vải lọc chống thấm,  
Vải lọc chống bụi,  
Lớp kháng khuẩn,  
Vải lọc

**Bảo quản:**  
Nơi khô ráo và thoáng mát.

KHÁNG GIỌT NƯỚC  
LỌC BỤI  
KHÁNG KHUẨN  
NGĂN KHỎI XE

**50 cái**

TCCS: 01:2020/ABA

Lot: MDF: EXP: