



SỞ Y TẾ HÀ NAM
TT KIỂM NGHIỆM T- MP-TP
ĐC: 169 - Đ.Trường Chinh - Phủ Lý
ĐT: 0226.3852.224

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: 04N



VILAS 893

Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử

Mẫu để kiểm nghiệm: **QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM.**

Nơi sản xuất: Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam.

Số lô, hạn dùng: 0120 - 20052020 - 19052023 Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 44:2020/MPV.

Người gửi mẫu: Trương Thị Thủy.

Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam.

Yêu cầu kiểm nghiệm: Kiểm tra chất lượng.

Ngày tháng năm nhận mẫu: 08/6/2020

Số đăng ký KN: 04N/6/2020.

Người nhận mẫu: Phạm Thị Nhài.

Thử theo: TCCS + ĐĐVN V.


Tình trạng mẫu khi nhận và khi mở niêm phong để kiểm nghiệm: 50 sản phẩm, mỗi sản phẩm gồm có tay cầm bằng nhựa ABS, đầu quần bông nylon, đựng trong phong bì gửi mẫu có chữ ký niêm phong của người gửi.

STT	CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	KẾT QUẢ
1-	Hình thức: - Được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, bông nylon 100% không chứa độc tố, được sử dụng trong y tế. - Sản phẩm đủ thành phần, các chi tiết đảm sạch không nhiễm tạp bản, đầu bông không bong rách. Không gây trầy xước niêm mạc, độ an toàn cao.	TCCS	Đúng
2-	Nhiễm bẩn dạng hạt: - Bề mặt sản phẩm không xuất hiện tạp chất. - Số lượng hạt không được vượt quá chỉ số nhiễm bẩn.	TCCS	Đạt
3-	Độ vô khuẩn: - Chế phẩm phải vô khuẩn.	ĐĐVN V	Đạt

Kết luận: Mẫu gửi kiểm tra **QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM**, SKS: 0120 - 20052020, HD: 19052023, TCCS: TCCS 44:2020/MPV do Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam sản xuất **đạt yêu cầu chất lượng với các tiêu chí đã kiểm tra** theo TCCS + ĐĐVN V./.

Phủ Lý, ngày 23 tháng 6 năm 2020

GIÁM ĐỐC



ĐSO KI. Vũ Hữu Chí