



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM**  
Lô B 5 KCN Tam Điệp – TP. Tam Điệp – T. Ninh Bình  
Tel: 02293.777.588 – [Http://www.mpv.vn](http://www.mpv.vn) – Email: [info@mpv.vn](mailto:info@mpv.vn)

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM**

- Kiểm tra tình trạng bao bì, hạn sử dụng của sản phẩm.
- Xé túi lấy sản phẩm, kiểm tra tình trạng sản phẩm.
- Dùng đầu que có bông để lấy mẫu
- Sau khi lấy mẫu, cho que vào dụng cụ đựng mẫu để bảo quản theo quy định.

### **Chú ý:**

- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần.
- Không được sử dụng khi bao bì hở.
- Tiêu hủy sau khi sử dụng theo đúng quy định