

# Khẩu Trang Y Tế

## ECO-LIFE 高品質のマスク




Sản xuất tại Việt Nam.



ECO-LIFE 高品質のマスク CE FDA

ĐỨC HUY  
ISO 9001: 2015

# Khẩu Trang Y Tế



**3 Lớp - Dùng 1 lần \***

Lọc hiệu quả bụi bẩn và vi khuẩn

- ★ Dây đeo.
- ★ Thanh kẹp mũi.
- ★ 1 lớp vải không dệt lọc bụi.
- ★ Lớp màng lọc vi khuẩn.
- ★ Lớp vải không dệt tạo thẩm mỹ.



Sản xuất tại Việt Nam.

50 CÁI HỘP

LSX:  
NSX:  
HSD:

ECO-LIFE 高品質のマスク

# Khẩu Trang Y Tế

3 Lớp - Dùng 1 lần

Khẩu Trang 3 LỚP ECO-LIFE ngăn ngừa khói, không khí ô nhiễm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, sử dụng hiệu quả trong môi trường y tế, khi lưu thông bên đường, các công trình xây dựng, môi trường công nghiệp...

### THÀNH PHẦN:

1. Dây thun mềm, độ đàn hồi tốt.
2. Thanh kẹp mũi mềm, dễ uốn cong.
3. 1 lớp vải không dệt lọc bụi.
4. Lớp màng lọc vi khuẩn.
5. Lớp vải không dệt tạo thẩm mỹ.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

- Hướng Dẫn Sử Dụng: Kéo dây đeo ra, đặt khẩu trang lên mũi. Sau đó dùng ngón tay điều chỉnh kẹp mũi vào mũi khẩu trang, kéo nếp dưới khẩu trang cho kín cằm.
- BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát, không nhiễm bụi bẩn và nhiệt độ 65 độ C trở lên (149°F).
- THÔNG TIN CẢM ẠO AN TOÀN:
  - Sản phẩm sử dụng 1 lần, tránh xa khu vực có lửa hoặc nguy cơ bắt lửa, tránh xa lửa tay cầm.
  - Sau khi sử dụng, bỏ chất thải đúng nơi qui định.
  - Không sử dụng trong trường hợp sản phẩm bị rách và không còn nguyên vẹn.
  - Hạn sử dụng: 6 năm kể ngày sản xuất.
  - Ngày sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm
  - Số hàng: 09 các hộp.
  - Kích thước: 175mm x 95mm (LxR)
  - Số lô sản:

### CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY


ĐC: 46/177 TRẦN ĐẠI NGHĨA, XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HCM  
ĐT: 028 39555 868 - Fax: 028 39555 867 - GSM: 333 888  
Email: khastrangyfeduchuy@gmail.com  
Website: khastrangyfeduchuy.vn



ECO-LIFE 高品質のマスク CE FDA

ĐỨC HUY  
ISO 9001: 2015

# Medical Face Mask



**3 Layers - 1 Time use \***

Dust and microbial resistant

- ★ Strap.
- ★ Nose clip.
- ★ 1 layers of non-woven dust infiltration fabric.
- ★ A layers of microbial filter.
- ★ A layers of fashionable non-woven fabric.



Made in Vietnam

50 PCS BOX

ECO-LIFE 高品質のマスク

# Medical Face Mask

3 Layers - 1 Time use

ECO LIFE 3-LAYER MASK helps prevent smoke, dust, air pollution and virus from entering to your body. It can be used efficiently on roads, construction sites, healthcare and industrial environments.

### INGREDIENTS:

1. Soft and elastic rubber band.
2. Flexible nasal wire.
3. 1 layers of non-woven dust infiltration fabric.
4. 1 layers of microbial filter.
5. 1 outside layer of fashionable non-woven fabric.

### INSTRUCTION:

- Hold the mask by the ear loops.
- Place the loops around your ears.
- Mold or pinch the stiff edge to the shape of your nose.
- Pull the bottom of the mask over your mouth and chin.

### PRESERVATION:

Place the mask in dry, dust and high temperature free environment (over 40°C or 104°F).

### WARNING:

- Only use the mask once.
- Keep away from places of a high risk of catching fire.
- Keep out of children's reach.
- Dispose the mask appropriately.
- Do not use the product if it is torn or not in its original form.
- Expiry date: 5 years after manufactured date.
- Manufacture date: On the package.
- 50 masks per box.
- Size: 175 mm X 95 mm (LxR)
- Circulation number:

### ĐỨC HUY DEVELOPMENT PRODUCTION LTD., CO

ADDRESS: 46/177 Tran Dai Nghia Street, Tan Nhut Commune, Binh Chanh District, HCM City  
TEL: 028 39555 868 - Fax: 028 39555 867 - 0908 333 888  
Email: khastrangyfeduchuy@gmail.com  
Website: khastrangyfeduchuy.vn

