

Mẫu nhãn :

1. **Tên trang thiết bị y tế:** Khẩu trang y tế
2. **Thành phần cấu tạo:** Nẹp mũi cứng kẽm, thun dệt, vải không dệt, màng lọc, vải viền không dệt.
3. **Số Phiếu công bố :** xxx
4. **Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế:**

Tên : **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA**

Địa chỉ : D8/53B đường Nữ Dân Công, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

5. **Xuất xứ trang thiết bị y tế:** Việt Nam
6. **Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng.** Sản phẩm chỉ sử dụng một lần; NSX:..., HSD: 5 năm kể từ NSX
7. **Số lô:**
8. **Hướng dẫn sử dụng:**  
Kéo dây đeo ra, hướng mặt có màu ra phía ngoài  
Đặt khẩu trang lên mặt, đeo dây vòng qua tai  
Điều chỉnh nẹp mũi vừa sát khuôn mặt  
Kéo mép dưới khẩu trang che kín cằm  
**Lưu ý:** Khẩu trang chỉ sử dụng 1 lần
9. **Sản xuất theo TCCS 01:2020/VINA**