

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Bộ trang phục chống dịch

(Trang phục bảo hộ cá nhân dùng trong phòng chống dịch)

#### CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

- Là phương tiện phòng hộ cá nhân để bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần người bệnh
- Sử dụng cho nhân viên vòng ngoài, khu vực sàng lọc, vệ sinh, vận chuyển, phun thuốc khử khuẩn, phân phối hàng hóa, khách thăm viếng, chăm sóc bệnh nhân
- Sử dụng để bảo vệ người bệnh không bị nhiễm các vi sinh vật từ nhân viên y tế và môi trường trong bệnh viện hoặc hạn chế phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường.

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Xé bao bì.
- Mặc bộ trang phục bên ngoài quần áo đang mặc
- Lần lượt mang các phụ kiện đi kèm (bao giày, găng tay, nón, khẩu trang, kính bảo hộ, kính che mặt ngăn giọt bắn,...)
- Không để tay chạm vào giày/ dép.

#### BẢO QUẢN:

- Không để vật sắc nhọn làm thủng bao bì.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, bảo đảm vệ sinh - Tránh ánh nắng trực tiếp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**



*Lê Quang Kiên*  
GIÁM ĐỐC