

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỊNH TRƯỜNG GIANG**

Địa chỉ: 289/3 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM

Ngày.....tháng.....năm 20....

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	TÊN THIẾT BỊ: BÀN KHÁM BỆNH - Model: EC1100 - Thông số kỹ thuật: + Kích thước chung (mm): 1830 (dài) x 610 (rộng) x 760 (cao)
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Bộ đệm Giá giữ giấy vệ sinh
1.3	Mục đích / Chỉ định sử dụng	Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở y tế.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Các tính năng sản phẩm: + Khung giường bằng thép + Giường được phủ lớp sơn Epoxy chống trầy + Tấm đỡ nâng đầu/lưng được điều chỉnh bằng lò xo khí + Giá giữ cuộn thu phát giấy
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Malaysia
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):	Malaysia
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:	không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Phạm Hà Yến Linh