

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS

Trụ sở: Thửa 7, Lô 8A2 Khu ĐTM Ngã Năm Sân Bay Cát Bi, Phường Đằng Giang,
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Hải Dương, Ngày 09 tháng 07 năm 2020

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: KHẨU TRANG Y TẾ	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế Khẩu trang y tế Chủng loại: SH CAMPUS 3 lớp SH CAMPUS 4 lớp	Mô tả: <ol style="list-style-type: none">1. Khẩu trang y tế là khẩu trang có từ 2 đến 4 lớp vải không dệt, dạng phẳng, có gấp nếp.2. Ở giữa có 01 lớp vi lọc hoặc giấy(vải) lọc kháng khuẩn.3. Thanh tựa mũi có khả năng uốn dẻo tạo hình cao, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm khít khuôn mặt.4. Dây đeo chắc chắn, có độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1. Bảo vệ sức khỏe.2. Ngăn chặn sự xâm nhập của khói bụi, không khí ô nhiễm, vi khuẩn, virus... vào đường hô hấp.2. Giúp phòng các bệnh đường hô hấp do khói bụi, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp.



1.4	Hướng dẫn sử dụng	1. Mở khẩu trang, kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai. 2. Nấn thanh tựa mũi tạo độ kín khít, ôm sát khuôn mặt. 3. Chụp khẩu trang kín mũi miệng.
1.5	Chống chỉ định	Dị ứng hoặc các phản ứng bất thường khi sử dụng sản phẩm
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có cảnh báo, thận trọng với sản phẩm
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa có ghi nhận thông tin bất lợi nào.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.



Phạm Văn Phú

