

CÔNG TY TNHH VEN SYSTEM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHẨU TRANG VEN

Khẩu trang y tế VEN loại 3 lớp, 4 lớp có 2 mặt xanh và trắng, đeo mặt màu xanh ra bên ngoài, mặt màu trắng vào trong tiếp xúc với mũi và miệng.

- + Đặt gọng khẩu trang lên trên sống mũi.
- + Đeo dây thun vào sau tai, kéo sát vào mặt, bóp nhẹ gọng để ôm sát vào sống mũi.
- + kéo và chỉnh khẩu trang để ôm khít toàn bộ mũi, miệng và cằm.

Chú ý:

- + Khẩu trang phải đeo kín cả mũi và miệng.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Ngọc