

NHÃN PHỤ



NES-32 NUCLEIC ACID EXTRACTION SYSTEM

Máy tách chiết axit nucleic NES-32

▪ Số lưu hành: _____

▪ **Công dụng:** Sử dụng kết hợp với bộ hóa chất tách chiết axit nucleic để tách axit nucleic từ mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, dịch phết, phân hoặc nước tiểu...

▪ **Quy cách:**

- Máy tách chiết axit nucleic: 01
- Tuốc nơ vít lục giác: 01
- Cầu chì (T10AL250): 02
- Dây nguồn: 01
- Hướng dẫn sử dụng: 01

▪ **Thông số KT/Cảnh báo/Cách dùng:** Xem Hướng dẫn sử dụng

▪ **Số seri/ Ngày sản xuất:** Xem trên vỏ hộp tại mục mục / 

▪ **Nhà sản xuất:** ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, 310030, P.R.China

▪ **Xuất xứ:** Trung Quốc

▪ **Nhập khẩu và phân phối:** Công ty Cổ phần Á Châu.

Số 17, lô 12A, KĐT Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam. Tel: +84 24 3783.2446 - Fax: +84 24 3783.2448.

Dịch vụ hỗ trợ & tư vấn kỹ thuật: 0968 031 030.

Website: www.accom.vn