




ISO  
13485:2016  
Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2020/TRIDIEP

LỚP TRONG SUỐT BÊN IN AN LO

50 CHIEC  
TRI DIỆP MEDICAL MASKS  
3 LAYER

TD KHẨU TRANG Y TẾ TRÍ DIỆP  
3 LỚP



ISO  
13485:2016

Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2020/TRIDIEP




3-LỚP BẢO VỆ  
HÍT THỞ KHÔNG KHÍ SẠCH

Lớp 1  
Lớp vải chống thấm nước, ngăn cản các loại dịch, các loại tia bẩn

Lớp 2  
Lớp vải mềm lọc bụi, làm ẩm không khí


Lớp 3  
Lớp vải lót mềm tạo sự thoải mái khi tiếp xúc với da mặt



Số lô:  
NSX:  
HSD:



TD TRI DIỆP MEDICAL MASKS  
3 LAYER



ISO  
13485:2016

Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2020/TRIDIEP



hướng dẫn sử dụng:



Lưu ý:

1. Mặt màu trắng là mặt trong tiếp xúc với da mặt. Mặt xanh còn lại là mặt hướng ra bên ngoài
2. Khi tháo khẩu trang ra, dùng tay tháo dây. Không chạm trực tiếp tay vào bề mặt của khẩu trang
3. Không sử dụng sản phẩm khi bị đổi màu
4. Không sử dụng để đút hay với mục đích khác
5. Sản phẩm này chỉ sử dụng được một lần duy nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV TRÍ DIỆP  
SBT:  
ĐỊA CHỈ : 17/4 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi,  
Quận Hà Đông, Hà Nội  
Email:

ISO  
13485:2016




Ứng dụng tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2020/TRIDIEP

13485:2016




LỚP TRONG SUỐT BÊN IN AN TOÀN



TD KHẨU TRANG Y TẾ TRÍ DIỆP


TD KHẨU TRANG Y TẾ TRÍ DIỆP 4 LỚP



13485:2016

Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2020/TRIDIEP


4-LỚP BẢO VỆ HÍT THỞ KHÔNG KHÍ SẠCH



Số lô: NSX: HSD:



TD TRI DIEP MEDICAL MASKS 4 LAYER



13485:2016

Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2020/TRIDIEP



Hướng dẫn sử dụng:



Lưu ý:

- Mặt màu trắng là mặt trong tiếp xúc với da mặt. Mặt xanh còn lại là mặt hướng ra bên ngoài.
- Khi tháo khẩu trang ra, dùng tay tháo dây. Không chạm trực tiếp tay vào bề mặt của khẩu trang.
- Không sử dụng sản phẩm khi bị đổi màu.
- Không sử dụng để đốt hay với mục đích khác.
- Sản phẩm này chỉ sử dụng được một lần duy nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV TRÍ DIỆP  
 SBT:  
 ĐỊA CHỈ: 17/4 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi,  
 Quận Hà Đông, Hà Nội  
 Email:



13485:2016

