



## ÁO CHOÀNG Y TẾ - CẤP 2



Mã SP: AC01-SM Mã tiêu chuẩn: TCCS 02/2020/ GOWN-LV2

Số đăng ký lưu hành: 0000-0000/PCBA-ĐN

Thành phần chính: Vải không dệt Spunbond ( PP+PE)

Hướng dẫn sử dụng: Mặc bao phủ toàn bộ cơ thể ở phía trước, điều chỉnh bo thun vừa khít tay và cổ, cột dây để cố định áo trong quá trình sử dụng

Size:

Thông Số tham khảo:

Size:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Chiều dài (cm)	110	112	114	116	118	120
2 Rộng ngực (cm)	59.5	64.5	69.5	74.5	79.5	84.5

Lưu ý:

- Dùng một lần;
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn;
- Ngừng sử dụng nếu có các biểu hiện dị ứng da.
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

**LOT** Lô:

NSX:

HSD:

Sản phẩm của:

**CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
ĐT: (+84) 251 383 6151; Website: www.donagamex.com.vn



OPEN HERE



## MEDICAL ISOLATION GOWN - Class 2



Model: AC01-SM Specification: TCCS 02/2020/ GOWN-LV2

Register No. 0000-0000/PCBA-ĐN

Main-ingredient: Spunbond Non-woven fabric (PP&PE)

Instructions for use: Wear to cover the whole body in front, adjust the elastic to fit hands and neck, tie the strap to fix the shirt during use.

Size:

Reference:

Size:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Length (cm)	110	112	114	116	118	120
1/2 chest (cm)	59.5	64.5	69.5	74.5	79.5	84.5

Warning:

- For single use;
- Do not use expired products;
- Discontinue use in case of skin allergic manifestations.
- Store in a dry place, away from direct sunlight.

**LOT** Lot:

MFG:

EXP:

Product of

**DONG NAI GARMENT CORPORATION (DONAGAMEX)**

Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No.2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Vietnam

Hotline: (+84) 251 383 6151; Website: www.donagamex.com.vn



OPEN HERE





## ÁO CHOÀNG Y TẾ - CẤP II



Mã SP: AC01-UM Mã tiêu chuẩn: TCCS 02/2020/ GOWN-LV2

Số đăng ký lưu hành: 0000-0000/PCBA-ĐN

Thành phần chính: Vải không dệt Spunbond ( PP+PE)

Hướng dẫn sử dụng: Mặc bao phủ toàn bộ cơ thể ở phía trước, điều chỉnh bo thun vừa khít tay và cổ, cột dây để cố định áo trong quá trình sử dụng

Size:

Thông Số tham khảo:

Size:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Chiều dài (cm)	110	112	114	116	118	120
1/2 Rộng ngực (cm)	59.5	64.5	69.5	74.5	79.5	84.5

Lưu ý:

- Dùng một lần;
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn;
- Ngừng sử dụng nếu có các biểu hiện dị ứng da.
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

**LOT** Lô:

NSX:

HSD:

Sản phẩm của:

**CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
ĐT: (+84) 251 383 6151; Website: www.donagamex.com.vn



OPEN HERE



## MEDICAL ISOLATION GOWN - Class II



Model: AC01-UM Specification: TCCS 02/2020/ GOWN-LV2

Register No. 0000-0000/PCBA-ĐN

Main-ingredient: Spunbond Non-woven fabric (PP&PE)

Instructions for use: Wear to cover the whole body in front, adjust the elastic to fit hands and neck, tie the strap to fix the shirt during use.

Size:

Reference:

Size:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Length (cm)	110	112	114	116	118	120
1/2 chest (cm)	59.5	64.5	69.5	74.5	79.5	84.5

Warning:

- For single use;
- Do not use expired products;
- Discontinue use in case of skin allergic manifestations.
- Store in a dry place, away from direct sunlight.

**LOT** Lot:

MFG:

EXP:

Product of

**DONG NAI GARMENT CORPORATION (DONAGAMEX)**

Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No.2, An Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai province, Vietnam

Hotline: (+84) 251 383 6151; Website: www.donagamex.com.vn



OPEN HERE



## ÁO CHOÀNG Y TẾ - CẤP II



Mã SP: AC05-2 Mã tiêu chuẩn: TCCS 02/2020/ GOWN-LV2

Số đăng ký lưu hành: 0000-0000/PCBA-ĐN

Thành phần chính: Vải không dệt SMS ( PP)

Hướng dẫn sử dụng: Mặc bao phủ toàn bộ cơ thể ở phía trước, điều chỉnh bo thun vừa khít tay và cổ, cột dây để cố định áo trong quá trình sử dụng

Size:

Thông Số tham khảo:

Size:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Chiều dài (cm)	110	112	114	116	118	120
1/2 Rộng ngực (cm)	59.5	64.5	69.5	74.5	79.5	84.5

Lưu ý:

- Dùng một lần;
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn;
- Ngừng sử dụng nếu có các biểu hiện dị ứng da.
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

LOT

Lô:



NSX:



HSD:



Sản phẩm của:

**CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
ĐT: (+84) 251 383 6151; Website: www.donagamex.com.vn



OPEN HERE



## MEDICAL ISOLATION GOWN - Class II



Model: AC05-2 Specification: TCCS 02/2020/ GOWN-LV2

Register No. 0000-0000/PCBA-ĐN

Main-ingredient: SMS Non-woven fabric (PP)

Instructions for use: Wear to cover the whole body in front, adjust the elastic to fit hands and neck, tie the strap to fix the shirt during use.

Size:

Reference:

Size:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Length (cm)	110	112	114	116	118	120
1/2 chest (cm)	59.5	64.5	69.5	74.5	79.5	84.5

Warning:

- For single use;
- Do not use expired products;
- Discontinue use in case of skin allergic manifestations.
- Store in a dry place, away from direct sunlight.

LOT

Lot:



MFG:



EXP:



Product of

**DONG NAI GARMENT CORPORATION (DONAGAMEX)**

Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No.2, An Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai province, Vietnam

Hotline: (+84) 251 383 6151; Website: www.donagamex.com.vn



OPEN HERE