

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên tổ chức/ cá nhân: **CÔNG TY TNHH SX - TM - XNK THIẾT BỊ Y TẾ BÓN SAO**

Địa chỉ: Số 160/18 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên cơ sở sản xuất: **CÔNG TY TNHH SX - TM - XNK THIẾT BỊ Y TẾ BÓN SAO**

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 160/18 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHẨU TRANG Y TẾ / HANDY STAR MASK

1. Thông tin cấu trúc sản phẩm:

- 1 - 2 Lớp vải không dệt (Non - woven) ở mặt trong và mặt ngoài.
- 1 lớp lọc bụi & vi khuẩn (Melt - blown Filter)
- 1 lớp giấy lọc. (Paper Filter)
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa.
- Dây thun, dây đeo

2. Kiểu dáng, kích thước:

- Kích thước: chiều dài 17 cm, chiều rộng 10 cm
- Đảm bảo che kín mũi và miệng

3. Công dụng:

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi thông thường, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút

4. Cách sử dụng:

- + Bước 1: Kéo khẩu trang sang 2 bên tai, mặt không thấm nước ra phía ngoài
- + Bước 2: Đeo dây quai qua tai
- + Bước 3: Định hình thanh nẹp mũi

5. Quy cách đóng gói:

- Hộp giấy đựng 25 hoặc 50 khẩu trang

6. Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng:

7. Bảo quản:

Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng.

8. Số công bố tiêu chuẩn áp dụng:

9. Số lô sản xuất: