


Operationsliege
Surgical Bed

ES Ecoline



GIÁM ĐỐC
TÂN TEO LAY





k r u s

Funktionen


Features

- Patientenliege für vielseitige opthalmologische und andere chirurgische Eingriffe. Strapazierfähige, pflegeleichte Polsterauflage.
- Versatile surgical bed for cataract and various other surgical applications. Durable easy to clean upholstery.
- Ergonomische Kopfmulde aus visco-elastischem Schaum
- Stahlrahmen auf Stellfüßen
- Zentrale Verriegelung für Längenverstellung und Kippwinkel
- Steel frame base on adjustable studs
- Ergonomic head cushion, visco elastic foam
- Central lock bolt for length extension and tilt




Optionen


Options




- 2 Punkt Kopfauflage
- 2 point head rest




- Armablage
- Wrist rest




- ovaler Gussfuß
- Cast iron foot, oval shape



- Fahrwerk
- Castors



- Narkosebogen
- Drape support



- verschiedene Armstützen
- various arm supports

Technische Daten	Technical Data	Wert/Value	EH
Höhe min.	Height min.	75	cm
Hubhöhe	Lift vertical	20	cm
Länge	Length	200	cm
Breite Polster	Width Cushion	65	cm
Gewicht Std.	Weight std.	65	Kg
Gewicht Gussfuß	Weight cast iron base	95	Kg
Max. Patientengewicht	Max. Patient weight	150	Kg