

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT –
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT
NHẬP KHẨU
XUÂN LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP
Model: 01XL MASK**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Kéo dây đeo ra, hướng mặt có màu hướng ra phía ngoài
- Đặt khẩu trang lên mặt, đeo dây vòng qua tai
- Điều chỉnh nẹp mũi khẩu trang che kín cằm

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN LONG**



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Thanh Dương