

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Địa chỉ: 50 Đường 18A Khu phố 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng sản xuất: Số 35D khu phố 3 đường Gò Nổi, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

**Tên trang thiết bị y tế: GIƯỜNG KHÁM BỆNH Y TẾ**

**Model: PBT**

### Hướng dẫn sử dụng:

Trái đệm, chiều cho bệnh nhân nằm lên

Sản phẩm có tay nâng có thể nâng khung đầu giường bằng việc xoay tay nâng theo chiều kim đồng hồ theo độ cao vừa để sử dụng.

