



## NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Địa chỉ: 50 Đường 18A Khu phố 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng sản xuất: Số 35D khu phố 3 đường Gò Nổi, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:...

**Tên trang thiết bị y tế: GIƯỜNG KHÁM BỆNH Y TẾ Model: PBT**

**Kích thước :600x1400mm /1900x700mm**

### Hướng dẫn sử dụng:

Trải đệm, chiều cho bệnh nhân nằm lên

Sản phẩm có tay nâng có thể nâng khung đầu giường bằng việc xoay tay nâng theo chiều kim đồng hồ theo độ cao vừa để sử dụng.

### Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập.

Sản xuất theo TCCS 02:2020/PBT

Số lô sản xuất:

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng:

**GIÁM ĐỐC**



*Phương Bảo Trí*