



NHÃN SẢN PHẨM DỤ KIẾN

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Địa chỉ: 50 Đường 18A Khu phố 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng sản xuất: Số 35D khu phố 3 đường Gò Nổi, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:...

Tên trang thiết bị y tế: XE ĐẨY TIÊM Y TẾ Model: PBT

Kích thước: 720x450x970mm

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng dụng cụ y tế, thuốc y tế để tiêm và cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Khi dùng di chuyển có thể khoá chân bánh xe để đảm bảo an toàn

Xe đẩy tiêm y tế an toàn, linh hoạt dễ tiếp cận từng giường bệnh nhân

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập.

Sản xuất theo TCCS 03:2020/PBT

Số lô sản xuất:

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng:

GIÁM ĐỐC



Phường Bảo Trí