

Wash solution No.3 (Acidic) (003B3099300)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Được sử dụng để rửa cuvette qua các trạm rửa.
Dung dịch này được sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa.

Quy cách đóng gói:

500 ml (10 pcs.)

Cách sử dụng:

Dung dịch này được thiết kế cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động được sản xuất bởi Furuno Electric Co., Ltd
Dung dịch này cần được pha loãng theo mô tả của hướng dẫn vận hành.

Thành phần:

Oxalic acid
Citric acid
Polyethylene glycol 400

Thận trọng:

Đeo kính bảo hộ và găng tay khi xử lý.
Nếu sản phẩm tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa sạch với một lượng nước lớn.
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, hoặc bị văng vào miệng, hãy rửa sạch chúng ngay lập tức với một lượng nước lớn và được chăm sóc y tế.
Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Không lưu trữ trong tủ lạnh hoặc kết tủa có thể xảy ra.
Tránh xa trẻ em.
Trung hòa với lượng nước lớn trước khi thải bỏ.
Không trộn với bất kỳ dung dịch nào khác và dung dịch tẩy rửa trừ nước tinh khiết.
Trong trường hợp sản phẩm có thể thay đổi màu sắc hoặc chuyển sang màu đục theo nhiệt độ, hãy giữ nó ở nhiệt độ phòng, đảo ngược chai nhiều lần và sử dụng nó.

Điều kiện bảo quản:

Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Không lưu trữ trong tủ lạnh hoặc kết tủa có thể xảy ra.

Nhà sản xuất:

Furuno Electric Co., Ltd.
2-20 Nishinomiya hama, Nishinomiya, 662-0934, JAPAN

Wash solution No.10-2 (Neutral) (003B3099900)

Mục đích sử dụng:

Được sử dụng trong việc làm sạch bên ngoài.
Dung dịch này được sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa.

Quy cách đóng gói:

500 ml (10 pcs.)

Cách sử dụng:

Dung dịch này được thiết kế cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động được sản xuất bởi Furuno Electric Co., Ltd
Dung dịch này cần được pha loãng theo mô tả của hướng dẫn vận hành.

Thành phần:

Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether
Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Benzoic acid

Thận trọng:

Đeo kính bảo hộ và găng tay khi xử lý.
Nếu sản phẩm tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa sạch với một lượng nước lớn.
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, hoặc bị văng vào miệng, hãy rửa sạch chúng ngay lập tức với một lượng nước lớn và được chăm sóc y tế.
Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Không lưu trữ trong tủ lạnh hoặc kết tủa có thể xảy ra.
Tránh xa trẻ em.
Trung hòa với lượng nước lớn trước khi thải bỏ.
Không trộn với bất kỳ dung dịch nào khác và dung dịch tẩy rửa trừ nước tinh khiết.
Trong trường hợp sản phẩm có thể thay đổi màu sắc hoặc chuyển sang màu đục theo nhiệt độ, hãy giữ nó ở nhiệt độ phòng, đảo ngược chai nhiều lần và sử dụng nó.

Điều kiện bảo quản:

Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Không lưu trữ trong tủ lạnh hoặc kết tủa có thể xảy ra.

Nhà sản xuất:

Furuno Electric Co., Ltd.
2-20 Nishinomiya hama, Nishinomiya, 662-0934, JAPAN

Wash solution C-1 (Hypochlorous) (003B3100200)

Mục đích sử dụng:

Được sử dụng để rửa đặc biệt, chẳng hạn như rửa bên trong kim hút mẫu, kim hút thuốc thử và rửa đường dịch. Phải được đặt trong khay mẫu hoặc khay thuốc thử.
Dung dịch này được sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa.

Quy cách đóng gói:

500 ml (10 pcs.)

Cách sử dụng:

Dung dịch này được thiết kế cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động được sản xuất bởi Furuno Electric Co., Ltd
Dung dịch này cần được pha loãng theo mô tả của hướng dẫn vận hành.

Thành phần:

Sodium hypochlorite
Sodium alkyl diphenyl ether disulfonate
Sodium Chloride
Sodium Hydroxide

Thận trọng:

Đeo kính bảo hộ và găng tay khi xử lý.
Nếu sản phẩm tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa sạch với một lượng nước lớn.
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, hoặc bị văng vào miệng, hãy rửa sạch chúng ngay lập tức với một lượng nước lớn và được chăm sóc y tế.
Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Không lưu trữ trong tủ lạnh hoặc kết tủa có thể xảy ra.
Tránh xa trẻ em.
Trung hòa với lượng nước lớn trước khi thải bỏ.
Không trộn với bất kỳ dung dịch nào khác và dung dịch tẩy rửa trừ nước tinh khiết. **KHÔNG** trộn với chất có tính axit mạnh, có thể tạo ra khí clo độc hại.
Trong trường hợp sản phẩm có thể thay đổi màu sắc hoặc chuyển sang màu đục theo nhiệt độ, hãy giữ nó ở nhiệt độ phòng, đảo ngược chai nhiều lần và sử dụng nó.

Điều kiện bảo quản:

Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Không lưu trữ trong tủ lạnh hoặc kết tủa có thể xảy ra.

Nhà sản xuất:

Furuno Electric Co., Ltd.
2-20 Nishinomiya hama, Nishinomiya, 662-0934, JAPAN